Отчет по лабораторной работе

НАБЛЮДЕНИЕ СПЕКТРА ИЗЛУЧЕНИЯ ГЕЛИЙ-НЕОНОВОГО ЛАЗЕРА ПРИ ПОМОЩИ ТРЕХЗЕРКАЛЬНОГО КОЛЬЦЕВОГО РЕЗОНАТОРА

Работу выполнили студенты

Поляков Андрей, Козлов Александр, Роганов Николай, Былинский Никита

1. ТЕОРИЯ

1.1. ЧАСТОТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ГАЗОВОГО НЕ-NE ЛАЗЕРА

В Не-Ne лазере в качестве активной усиливающей свет среды используется смесь инертных газов гелия и неона при низком давлении (единицы миллиметров ртутного столба), которая возбуждается тлеющим разрядом. Инверсия населенности уровней создается в нейтральных атомах неона, а гелий играет вспомогательную роль «резервуара» для создания избыточно энергии, полученной при столкновении с электронами. Гелий в процессе неупругих столкновений с неоном передает ему энергию, населяя верхний рабочий уровень. Нижним возбужденным состояниям атома гелия 2^1s_0 и 2^3s_1 соответствуют избыточная внутренняя энергия 20,61 и 19,82 эВ соответственно.

Не-Ne лазер может работать в двух режимах генерации: в режиме генерации на нескольких продольных модах резонатора и в режиме одночастотной генерации. В первом случае спектр состоит из чрезвычайно узких спектральных линий, во втором случае — из одной спектральной линии. Как следует из рисунка 1 генерация на волне 632.8 нм обеспечивается переходом $3s_2 \to 2p_4$ в атоме Ne, генерация на волне 1153 нм — переходом $2s_2 \to 2p_4$, а генерация на волне 3309 нм — переходом $3s_2 \to 3p_4$.




Рис. 1: Диаграмма нижних энергетических состояний гелия и неона.

Переходы $3s_2 \to 2p_4$, $2s_2 \to 2p_4$ и $3s_2 \to 3p_4$ имеют различный характер уширения. Характер уширения однородный или не однородный, когда в процессе генерации на одной частоте участвуют, соответственно, все, или часть компонент спектральной линии, определяется соотношением трех процессов. Это естественное, столкновительное и доплеровское уширения. В Не-Ne лазере при генерации на переходе $3s_2 \to 2p_4$ ($\lambda = 632.8$ нм) и на переходе $2s_2 \to 2p_4$ ($\lambda = 1153$ нм) уширение спектральной линии имеет неоднородный характер, в то время как при генерации $3s_2 \to 3p_4$ ($\lambda = 3309$ нм).

Рассмотрим основные особенности спектра излучения, формируемого при помощи резонатора Фабри-Перо в пределах части спектральной линии спонтанного излучения, в которой усиление света превышает уровень потерь. Под полной шириной полосы резонатора на полувысоте понимают

$$\Delta \nu_c = \frac{cf}{2\pi L}, \quad f = \ln\left(\frac{1}{\sqrt{R_1 R_2}}\right),$$
 (1)

где c — скорость света в вакууме, $R_{1,2}$ — коэффициенты отражения зеркал, f — потери за один обход. Величина c/2L определяет частотный интервал между основными типами колебаний интерферометра Фабри-Перо. Заметим, что для f=0.009 и L=0.4 м $\Delta\nu_c$ получается примерно $1\,\mathrm{M}\Gamma$ ц, а c/2L составляет около $375\,\mathrm{M}\Gamma$ ц.

 $Oднородной шириной <math>\Delta \nu_a$ перехода $3s_2 \to 2p_4$ ($\lambda = 632.8\,\mathrm{HM}$) изолированного атома Ne является ecmecmbehhas ширина линии $\Delta \nu_n$, которая определяется конечностью времени жизни верхнего и нижнего уровней энергии перехода и составляет около 20 МГц.

Оптимальное давление газовой смеси He-Ne для генерации на волне 632.8 нм, настолько низко, что доплеровское уширение линии спонтанного излучения многократно превышает уширение из-за столкновений. Доплеровский сдеиг можно оценить следующим образом:

$$\Delta \nu_D = 7 \times 10^{-7} \,\nu_0 \,\sqrt{\frac{T \,[\text{K}]}{M}},$$
 (2)

где M=20 – молекулярная масса, T [K] – температура в Кельвинах, ν_0 - частота перехода. При $T=400\,\mathrm{K}$ величина доплеровского сдвига на волне 632 нм составляет $\sim\!1500\,\mathrm{M}$ Гц. Таким образом, линия спонтанного излучения многократно уширена относительно естественной ширины линии перехода и приблизительно равна 1500 МГц. Поэтому переход $3s_2\to 2p_4~(\lambda=632.8\,\mathrm{HM})$ является неоднородно уширенным, то есть в пределах данного перехода возможно возбуждение нескольких частот резонатора Фабри-Перо.

Итог такому рассмотрению спектральных характеристик можно заключить с помощью следующего неравенства:

$$\Delta \nu_c < \Delta \nu_n = \Delta \nu_a < c/2L < \Delta \nu_D. \tag{3}$$

При многократном прохождении света в прямом и обратном направлениях, при усилении в активной среде, превышающем потери, возбуждается генерация с пространственной структурой поля, присущей собственным модам резонатора Фабри-Перо таким, что на двойном обходе резонатора укладывается целое число длин волн. Частоты соседних резонансных мод отличаются друг от друга на c/2L. Эти возбужденные моды активного резонатора Фабри-Перо равномерно расположены в пределах доплеровски уширенной линии усиления. В He-Ne лазерах, как правило, в пределы ширины линии спонтанного излучения попадает более одного типа колебаний лазера. Усиливают, в основном, те атомы, доплеровски-смещенные частоты которых расположены вблизи собственных частот резонатора Фабри-Перо в интервале порядка естественной ширины линии рабочего перехода.

Поэтому в неоднородно уширенном переходе при $c/2L > \Delta \nu_n$, генерация может происходить на соседних продольных модах резонатора Фабри-Перо без заметного влияния друг на друга.

Спектральная ширина индуцированного излучения гораздо уже упомянутых выше спектральных ширин. Так называемая *естественная ширина линии генерации*, величина которой обусловлена только спонтанным излучением и без учета технических возмущений, определяется *теоретической шириной*:

$$\Delta \nu_T \approx \frac{8\pi h \nu}{P} \left(\frac{\Delta \nu_c \Delta \nu_D}{\Delta \nu_c + \Delta \nu_D} \right)^2 \approx \frac{8\pi h \nu (\Delta \nu_c)^2}{P},\tag{4}$$

где последнее выражение учитывает $\Delta \nu_c \ll \Delta \nu_D$. Здесь P — мощность генерации в одном типе колебаний, ν — оптическая частота колебаний.

На рисунке 2 представлены схематически определенные выше характерные формы спектральной линии спонтанного перехода, спектра резонатора Фабри-Перо и спектральных линий излучения He-Ne лазера в многомодовом режиме.




Рис. 2: К определению спектра выходного излучения: 1 — относительный уровень выходной мощности; 2 — относительный уровень потерь. Здесь $\Delta \nu = c/2L$.

Ширина спектра частот, излучаемых лазером, характеризуется понятием cmenenu монохроматичности излучения μ , которое для спектральной линии определяется как

$$\mu = \frac{\Delta \nu}{\nu} = \frac{\Delta \lambda}{\lambda},\tag{5}$$

где $\Delta \nu$ — полуширина линии, а ν — центральная частота. Для случая протяжённого участка спектра

$$\mu = \ln \frac{\nu_2}{\nu_1} = \ln \lambda_1 \lambda_2,\tag{6}$$

где λ_1 и λ_2 — границы участка спектра. Если $\mu\approx 0$, то излучение монохроматично. Квазимонохроматичным излучение может быть названо, если $\Delta\nu/\nu\ll 1$.

1.2. ПРОВАЛ ЛЭМБА

В одночастотном режиме генерации газового лазера на разрешенном электронном переходе с неоднородным контуром усиления можно наблюдать интересную спектральную

особенность. В области центральной частоты перехода ν_0 наблюдается провал в мощности генерации, который называется Лэмбовским.

Усиление в газовых лазерах происходит путём взаимодействия световой волны с молекулами активной среды — газа. В газе молекулы двигаются, из-за чего взаимодействие происходит не на центральной частоте ν_0 , а на доплеровски сдвинутой частоте $(1\pm v/c)\nu_0$. Внутри лазерного резонатора стоячая структура поля образуется волнами, распространяющихся в обоих направлениях. При этом, молекула, обладающая некоторой скоростью v, может взаимодействовать как со встречной волной, для которой резонансный переход будет смещен в область более высоких частот, так и с догоняющей, для которой резонансный переход сдвигается к более низким частотам. В линии усиления при этом происходит снижение усиления на частотах взаимодействия в областях, так называемых Беннетовских провалов, расположенных симметрично относительно центральной частоты ν_0 (см. рис. 3). Если скорости движения молекул газа малы, то Беннетовские провалы сближаются и перекрываются, в итоге образуется один провал на центральной частоте, это и есть Лэмбовский провал.




Рис. 3: Бегущие волны и результирующие Беннетовские провалы в лазере со стоячей структурой поля.

Профиль Лэмбовского провала в мощности I(y) в линии генерации одночастотного лазера при строго неоднородном уширении линии описывается уравнением

$$I(y) = I_{\text{sat}} \frac{r^2 \exp(-8\alpha y^2) - 1}{f(y)}.$$
 (7)

Здесь r — коэффициент превышения (порога генерации), описывающий отношение ненасыщенного показателя усиления в центре линии к потерям; переменная $y=2(\nu-\nu_0)/\Delta\nu_a$ — отстройка частоты генерации от центра линии усиления, которая измеряется в единицах половины однородной ширины линии ($\Delta\nu_a/2$); коэффициент $\alpha=(\ln(2)/4)(\Delta\nu_a/\Delta\nu_d)^2$ описывает отношение однородной ширины к доплеровской ширине ($\Delta\nu_d$); фактор $f(y)\approx(2+y^2)/(1+y^2)$ изменятся от 2 при малом аргументе до 1 при большом значении аргумента; величина $I_{\rm sat}$ описывает мощность насыщения коэффициента усиления вблизи центра линии двумя встречными волнами согласно следующему закону:

$$\alpha_m \approx \frac{\alpha_{m0}}{N},$$
 (8)

где $N=\sqrt{1+2I(0)/I_{\rm sat}}$ — параметр насыщения коэффициента усиления в центре линии генерации (для неоднородно уширенной линии усиления).

Мощность на выходе из лазера пропорциональна генерируемой мощности. Это позволяет по форме Лэмбовского провала в спектральной форме выходной мощности, задавшись известным значением доплеровской ширины $\Delta \nu_d$, определять на основе соотношения (7) однородную ширину $\Delta \nu_a$, коэффициент превышения над порогом r и параметр насыщения N.